

Accumax Pipette Series



アキュマックスピペット Accumax **A** Pipette

- UV 照射対応
- フルオートクレーブ対応

Cat.No	容量 [μl]	可変ステップ [μl]	定価
AV-100	0.5-10	0.1	¥9,000
AV-200	5-50	0.5	¥9,000
AV-300	50-200	1	¥9,000
AV-400	200-1000	5	¥9,000
AV-500	10-100	0.5	¥9,000
AV-600	100-1000	5	¥9,000
AV-700	2-20	0.1	¥9,000
AV-800	20-200	1	¥9,000
AV-905	500-5000	50	¥10,000
AV-1000	1000-10000	100	¥10,000

ピペットスタンド Pipette Stand



- 設置スペースを取らないスタイリッシュなデザイン
- 横に並べることで豊富なカラーコードが認識しやすく間違いを防ぎます

Cat.No	仕様	定価
ST4-VAFA	AV 用 4 本掛け	¥5,500
ST6-VAFA	AV 用 6 本掛け	¥6,000

※AV-905, AV-1000 については「ACCUMAX PRO」用スタンドを御使用下さい。
 ※詳細は、日本テクノサービスまたは販売店へお問い合わせ下さい。

●日本総代理店●

NIS 日本テクノサービス株式会社

〒300-1234 茨城県牛久市中央1丁目19番地1 TEL:029-886-6811 FAX:029-870-0210
 URL <http://www.ntsbio.com> ・ E-mail sales@ntsbio.com

= 取扱店 =

Ergonomically
Designed

