

Accumax Pipette Series



PipetHelp



- **ダブル・セーフティ機能**
内部フィルター+セーフティ・バルブシリコンアダプター
- **ファジー・スピードコントロール**
High / Low / Gravity 3 モード
High ……早い吸引 / 早いディス Pens
Low ……緩やかな吸引 / 緩やかなディス Pens
Gravity…緩やかな吸引 / 自重で排出 (微量な液量操作に最適です)
- **環境に優しい NiMH(ニッケルメタルハイドレート) 電池を使用**
お客様自身で、簡単に交換できます。
連続使用時間約 9 時間 フル充電時間約 5 時間

Cat.No	品名	価格 (税抜)
PH01	ピペットヘルプ	¥ 25,000

交換パーツ

Cat.No	品名		価格 (税抜)
PH01-12	交換フィルター 0.2 μ m	5 ケ入り	¥ 5,200
PH01-13	交換フィルター 0.45 μ m	5 ケ入り	¥ 4,100
PH01-16	交換バッテリー	2 ケ入り	¥ 3,400
PH01-10	シリコンアダプター (オートクレーブ可)	1 ケ入り	¥ 1,300
PH01-11	ノーズアダプター (オートクレーブ可)	1 ケ入り	¥ 1,000

Accumax JR.
=FIXED volume Pipette=

《特徴》

- ・使いやすい 130mm の小型サイズ
- ・10 ~ 200 μ l のチップ装着可
- ・低価格 & 高品質
- ・2ステッププランジャー操作
- ・フルオートクレーブ対応



Fixed Volume				
Cat.No.	容量	精度 (±%)	再現性 (±%)	価格
AJ-5	5 μ l	1.3	1.2	¥ 1,600
AJ-10	10 μ l	0.8	0.8	¥ 1,600
AJ-20	20 μ l	0.6	0.5	¥ 1,600
AJ-25	25 μ l	0.5	0.3	¥ 1,600
AJ-50	50 μ l	0.5	0.3	¥ 1,600
AJ-100	100 μ l	0.5	0.3	¥ 1,600



① 継ぎ目のない一体成形

空気の漏れ、サンプルのロスがなく、液切れの非常にいいピペットです。
(50mlは先端に継ぎ目のない2ピースです)



③ スタンダードでも短めの設計

クリーンベンチなど狭いスペースや、小柄な方でも扱いやすい短かめ設計です。ショートタイプはさらに短くなります。

④ 豊富なラインナップ

スタンダード



一般的なナローチップで液ダレを防ぎ、精度の高い分注に最適です。

ワイドチップ



細胞を扱う場合など傷をつけにくい口の広めのタイプです。

オープンエンド



非常に粘性の高い液体や、半固形の液体を吸うのに便利です。



② ボックスを重ねてディスペンサーに

ボックスを重ねるだけでディスペンサーとして使用できます。スペースを取りません。

○スタンダードチップ

型番	容量	梱包	キャンペーン価格
NTS-1ml	1ml	1本×500本	¥8,400
NTS-2ml	2ml	1本×500本	¥9,100
NTS-5ml	5ml	1本×250本	¥7,700
NTS-10ml	10ml	1本×200本	¥6,300
NTS-25ml	25ml	1本×100本	¥7,760
NTS-50ml	50ml	1本×50本	¥9,800

○ワイドチップ

型番	容量	梱包	キャンペーン価格
NTS-W5ml	5ml	1本×125本	¥3,850
NTS-W10ml	10ml	1本×200本	¥8,400

○ショートチップ

型番	容量	梱包	キャンペーン価格
NTS-S5ml	5ml	1本×200本	¥12,100
NTS-S10ml	10ml	1本×100本	¥8,960

○スタンダードチップ(バルク)

型番	容量	梱包	キャンペーン価格
NTS-1mlB	1ml	25本×40本(1000本)	¥15,400
NTS-2mlB	2ml	25本×40本(1000本)	¥15,400
NTS-5mlB	5ml	25本×15本(375本)	¥10,500
NTS-10mlB	10ml	25本×10本(250本)	¥7,700
NTS-25mlB	25ml	10本×10本(100本)	¥7,480

○ワイドチップ(バルク)

型番	容量	梱包	キャンペーン価格
NTS-W5mlB	5ml	25本×15本(375本)	¥10,500
NTS-W10mlB	10ml	25本×10本(250本)	¥8,050

○オープンエンドチップ

型番	容量	梱包	キャンペーン価格
NTS-O1ml	1ml	1本×500本	¥9,600
NTS-O2ml	2ml	1本×500本	¥9,700
NTS-O5ml	5ml	1本×125本	¥4,100
NTS-O10ml	10ml	1本×125本	¥4,500

●日本総代理店●

NTS 日本テクノサービス株式会社

〒300-1234 茨城県牛久市中央1-19-1 TEL:029-886-6811 FAX:029-870-0210
URL <http://www.ntsbio.com>・E-mail sales@ntsbio.com

= 取扱店 =