

高性能・軽量・簡単操作

- ・ PTFEシーリングの使用により
長期間安定した機密性を実現
- ・ フルオートクレーブ対応 (分解の必要無し)
- ・ UV抵抗性を強化
- ・ 特別な器具を必要としない校正、修理などの
セルフメンテナンスが可能
- ・ 品質証明書 (QC) とISO8655に準じた校正レポートを添付

アキュマックスピペット Smartシリーズ

Cat.NO	カラー コード	容量範囲 (μ L)	可変ステップ (μ L)	定価
SVA-125	オレンジ	0.1-2.5	0.002	¥12,000
SVA-100	オレンジ	0.5-10	0.02	¥12,000
SVA-200	黄緑	5-50	0.1	¥12,000
SVA-500	黄緑	10-100	0.1	¥12,000
SVA-600	青	100-1000	1	¥12,000
SVA-700	オレンジ	2-20	0.02	¥12,000
SVA-800	黄緑	20-200	0.2	¥12,000
SVA-905	緑	500-5000	10	¥13,000
SVA-1000	緑	1000-10000	20	¥13,000



Smartシリーズ専用スタンド

Cat.NO	仕様	定価
SAS-01	1本掛け	¥1,100
SAS-02	6本掛け	¥9,000

