

**LS型** LABO SHAKER

**MODEL LS-1S・LS-7S**

小型振とう器

■ LS-1S小型振とう器



■ LS-7S小型振とう器



特長

- 小型で場所を取らないパーソナルタイプです。
- 60分タイマーと滑り止めラバーシートを標準装備。

MODEL	LS-1S	LS-7S
振とう方式	レシプロ	水平旋回
振幅	30mm	±8°
振とう速度	30~180prm	5~60prm
振とう台寸法	200W×150D(mm)	200W×150D(mm)
許容負荷重量	3kg	3kg
電源	AC100V 50/60Hz,1A	AC100V 50/60Hz,1A
外形寸法	200W×150D×100H(mm)	200W×150D×120H(mm)