

MI型 LOW TEMP INCUBATOR

小型低温恒温槽付回転式振とう培養機


特長

MODEL:MI-1SC、2SC 回転式

- 冷凍機の搭載により真夏及びエアコンを止めた夜間運転にも安定した低温が得られます。
- 酵母や変異株(低温度感受性株)の低温振とう培養(+10℃~17℃)に最適です。



MODEL MI-1SC/MI-2SC



内部構造

● 振とうパネル(標準装備)



サイズ：
MI-1SC 380W×300D(mm)
MI-2SC 380W×400D(mm)

● 万能スプリングラック(オプション)

定価 ¥98,000



サイズ：
MI-1SC 380W×300D(mm)
MI-2SC 380W×400D(mm)

MODEL	MI-1SC	MI-2SC
振とう方式	水平旋回	水平旋回
振 幅	50mm	50mm
回 転 数	50~160prm	50~160prm
庫内温度	10℃~70℃制御可	10℃~70℃制御可
温度精度	±0.5℃	±0.5℃
庫内寸法	460W×380D×470H(mm)	480W×480D×600H(mm)
庫内有効高さ	370mm	500mm
パネルからの有効高さ	320mm	450mm
冷 凍 機	空冷密閉 100W	空冷密閉 100W
計 装	デジタル式温度コントローラー	デジタル式温度コントローラー
回転調整	回転調整ボリューム	回転調整ボリューム
安全装置	過電流漏電ブレーカ	過電流漏電ブレーカ
重 量	30kg	30kg
電 源	AC100V,50/60Hz,8A	AC100V,50/60Hz,8A
外形寸法	540W×520D×800H(mm)	540W×600D×900H(mm)
振とうパネル寸法	340W×260D(mm)	360W×360D(mm)

フラスコ架け本数		
100ml フラスコ	6本	9本
200ml フラスコ	6本	9本
300ml フラスコ	12本	16本
500ml フラスコ	12本	16本
1,000ml フラスコ	2本	4本
2,000ml フラスコ	2本	4本
3,000ml フラスコ	—	1本