

MI型 LOW TEMP INCUBATOR

小型低温恒温槽付往復式振とう培養機

MODEL:MI-1SR 往復式

特長

- 冷凍機の搭載により真夏及びエアコンを止めた夜間運転にも安定した低温が得られます。
- 酵母や変異株(低温度感受性株)の低温振とう培養(+10℃~17℃)に最適です。



MODEL MI-1SR



内部構造

● 振とうパネル(標準装備)



サイズ:340W×260D(mm)

● 血液バック用トレイ(オプション)

定価 ¥54,000



サイズ:340W×250D 手前80H×背部150H(mm)

● 万能スプリングラック(オプション)

定価 ¥68,000



サイズ:340W×260D×120H(mm)

MODEL	MI-1SR
振とう方式	往復式
振幅	50mm
回転数	50~160prm
庫内温度	10℃~70℃制御可
温度精度	±0.5℃
庫内寸法	400W×280D×390H(mm)
庫内有効高さ	340mm
パネルからの有効高さ	320mm
冷凍機	空冷密閉 100W
貫通孔	40φカバー付
計装	デジタル式温度コントローラー
回転調整	回転調整ボリューム
安全装置	過電流漏電ブレーカ
振とう台寸法	340W×260D(mm)
重量	30kg
電源	AC100V,50/60Hz,8A
外形寸法	475W×440D×710H(mm)

標準振とうパネル	フラスコ架け本数
50ml	12本
100ml	5本
200ml	4本
300ml	3本