

**MO型** MINI INCUBATOR**MODEL MO-1**

## ミニインキュベーター

**特長**

- 床スペース 340×325 (mm) のミニタイプ
- 二段重ね置きでさらに省スペース
- シロッコファンによる強制攪拌により温度分布精度 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 以下
- フロントの窓から内観察可能
- デジタル設定、デジタル表示、マイコンPID制御コントローラー

**MODEL MO-1**

振とう器内蔵

**MODEL LS-1S MODEL LS-7S**

MODEL	LS-1S	LS-7S
振とう方式	レシプロ	水平旋回
振 幅	30mm	$\pm 8^{\circ}$
振とう速度	30~180prm	5~60prm
振とう台寸法	200W×150D(mm)	200W×150D(mm)
温度精度	3kg	3kg
電 源	AC100V 50/60Hz,1A	AC100V 50/60Hz,1A
外形寸法	200W×150D×100H(mm)	200W×150D×120H(mm)

MODEL	M0-1
温度範囲	室温 +10°C~+80°C
温度精度	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
温度調節器	デジタル設定 デジタル表示 マイコンPID制御
ヒーター	200W
庫内寸法(mm)	300W×220D×180H
棚寸法(mm)	270W×210D
棚材質	ステンレスパンチング
棚ピッチ	最小26~150mm
外装	鋼板焼付塗装
内装	SUS 304
測定孔	$\phi 25$ (右側面1ヶ)カバー付き
外形寸法(mm)	340W×325D×330H
電 源	AC100V 50/60Hz 3A
付属品	棚板 2枚