

SO型 SYNTHETECH OVEN

MODEL SO-1,SO-2 特長

シンセティックオーブン

- フロントの大きな窓から内部観察可能
- 2枚扉構造で温度保持良好(SO-1,2)
- 2段積みが可能で省スペース(SO-1,2)

MODEL SO-1	MODEL SO-2
	
<p>内部</p>  <p style="text-align: center;">MODEL SO-1</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ SO-1 シンセティックオーブン ■ SO-2 シンセティックオーブン

MODEL	SO-1	SO-2
振とう方式	シーソー	水平往復
振 幅	±8°	30mm
回 転 数	5~48prm	5~80prm
温度範囲	室温+10°C~80°C	
温度精度	±0.3°C	
振とう台寸法	250W×220D(mm)	210W×210D(mm)
庫内有効高さ	130mm	140mm
冷 凍 機	空冷密閉 100W	空冷密閉 100W
計 装	デジタル式温度コントローラー	デジタル式温度コントローラー
回転調整	回転調整ボリューム	回転調整ボリューム
安全装置	過熱防止サーモ、センサー、断線警報	
電 源	AC100V,50/60Hz,8A	AC100V,50/60Hz,8A
外形寸法	340W×325D×330H(mm)	340W×325D×330H(mm)