


● Traditional Oligo Synthesis Columns (Universal support column)



Universal support CPG が予め充填されたカラムです。(M-Series、T-Series 推奨品)

品番	品名	価格
DS394-0200-C4098	Universal support columns 200nmol scale 1000 Å 50pcs/bag	24,000 円(税別)
DS394-0500-C4098	Universal support columns 500nmol scale 1000 Å 50pcs/bag	35,000 円(税別)
DS394-1000-C4098	Universal support columns 1μmol scale 1000 Å 50pcs/bag	41,000 円(税別)

*bag には数本の予備を含んでおります。

Usage

Coupling: This support should be used in a manner identical to normal protected nucleoside support since it contains the DMT group.

Deprotection: Solution phase: Ammonium Hydroxide:Methylamine (AMA) 1:1 for 1 hour at 65°C

or Ammonium Hydroxide for 8 hours at 55°C.

For sensitive minor bases or dyes, it may be eliminated with 50 mM Potassium Carbonate in Methanol in 17 hours at room temperature

or with Tert-Butylamine/water 1:3 (v/v) for 4 hours at 60°C.

Gas Phase: Methylamine gas for 30 minutes at 65°C at 30 psi.

※チップ型の取扱もごさいますのでお問い合わせください。

● Empty columns



特徴的なカラムサイズを用意いたしました。

※ご使用には送液プログラムの調整が必要な場合がございます。

394型は、合成機側のカラム下アダプタと frit 間のスペースが無くなるように装着されることを推奨いたします。

また、394型と他社 Frit の組み合わせは隙間が生じ、固相担体が漏れ出る可能性がございますので、BF043-25-80 をご使用ください。

品番	品名	価格
BF043-25-80-C4098	PE frits, 4.3±0.08mm, 2.55±0.1mm, 80 μ m for DS394 1000pcs/bag	25,000 円(税別)
394-L-C4098-10	Empty 394 synthesis column for 3μmol scale, 42.9±0.2mm 10pcs/bag	2,500 円(税別)
394-H-C4098-10	Empty 394 synthesis column for 4μmol scale, 52.7±0.2mm 10pcs/bag	2,500 円(税別)
DSC1000-930-1	Empty synthesis columns for 4μmol scale 1pc	1,600 円(税別)

*5,000 円税別未満のご注文は別途送料 1,000 円税別がかかります。

予告なく価格が変更になる場合がございます。

国内販売元



日本テクノサービス株式会社
NIHON TECHNO SERVICE CO.,LTD

〒300-1234 茨城県牛久市中央1丁目19番地1
TEL 029-886-6811 FAX 029-870-0210

<https://www.ntsbio.com>

E-Mail info@ntsbio.com